

动物线粒体样本采集操作指南

采样步骤

1. 建议取样：优选 动物肌肉组织（如胸、腿部）

对于类似虱子、疟原虫等可送整只虫体

2、动物组织取样 1-2g 样本；

3、对于类似虱子、疟原虫等小虫子，按只送虫体，可多采集一些留做备份样本。

4. 取样后，样本用锡箔纸包裹（或冻存管盛放），迅速过液氮速冻，转移至-80℃冰箱内冻存。

5. 干冰运输。干冰用量建议以 3kg/day 计算。一般建议 10kg 起。